


: Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd93 Для Fc — Q9Npy3

Артикул: CM0009018



введение

Моноклональное антитело Rabbit anti-Human CD93 для проточной цитометрии (FC).
Валидировано для образцов человека; это антитело нацелено на рецептор компонента комплемента C1q и идеально подходит для изучения фагоцитоза и функции эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD93, моноклональное антитело
Примечания/синонимы	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Вид	Человек
GeneID (человек)	22918
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–580 человеческого CD93 (NP_036204.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NPY3
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент