


Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd93 Для Проточной Цитометрии — Q9Npy3

Артикул: CM0009729



введение

Это кроличье моноклональное антитело против человеческого CD93, конъюгированное с , валидировано для применения в проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения экспрессии CD93 в эндотелиальных и миелоидных клетках. Прогнозируемая молекулярная масса — 69 кДа (UniProt Q9NPY3).

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье МАТ против человеческого CD93
Примечания/Альтернативные названия	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Вид реагирования	Человек
ID гена	22918
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 24–580 человеческого CD93 (NP_036204.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NPY3
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодопак