

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Cd93 Для Проточной Цитометрии - Q9Npy3

Артикул: CM0010112



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD93 для проточной цитометрии.

Валидировано на образцах человека, оно направлено на рецептор комплемента C1q, поддерживая исследования фагоцитоза, ангиогенеза и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело mAb против человеческого CD93
Примечания/Альтернативные названия	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Вид	Человек
ID гена (человек)	22918
ID гена	22918
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24–580 человеческого CD93 (NP_036204.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Npy3
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	С ледяным пакетом