

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd94 Для Проточной Цитометрии - Q13241

Артикул: CM0011172



введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , специфичные к человеческому CD94 (KLRD1), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения субпопуляций NK и Т-клеток, регуляции иммунных контрольных точек и взаимодействий «хозяин-вирус».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАТ против человеческого CD94
Примечания/Псевдоним	KLRD1; CD94; антиген CD94 естественных киллерных клеток
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3824
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD94.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярный вес белка	17kDa/20kDa
Доставка	Сумка со льдом