

Моноклональное Кроличье Антитело Против Человеческого Cd94 Для Проточной Цитометрии — Q13241

Артикул: CM0005894



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD94 (KLRD1), конъюгированное с красителем, предназначенное для проточной цитометрии. Распознает CD94 — рецептор НК и Т-клеток, участвующий в дискриминации собственных и чужеродных антигенов иммунной системой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАнтитело против человеческого CD94, конъюгированное с
Примечания/Алиас	CD94
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	3824
GeneID	3824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 32–179 человеческого CD94 (NP_002253.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом