

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd94 Для Проточной Цитометрии - Q13241

Артикул: CM0004778



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD94, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования NK- и Т-клеток в исследованиях по иммуноонкологии и инфекционным заболеваниям.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD94 (мкАт)
Примечания/Альтернативные названия	CD94
Вид	Человек
Gene ID	3824 (Human)
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-179 человеческого CD94 (NP_002253.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом