

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cd96/Tactile, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — P40200

Артикул: CM0009994



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD96 (TACTILE), для проточной цитометрии. Иммуноген — рекомбинантный белок. Перекрестная реакция с образцами человека. Молекулярная масса: 65 кДа. Идеально подходит для изучения адгезии Т- и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD96/TACTILE,
Примечания/синонимы	TACTILE
Вид мишени	Человек
ID гена	10225
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 25–519 человеческого CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40200
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	С холодильным пакетом