

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Cd96/Tactile Для Проточной Цитометрии — P40200

Артикул: CM0008167



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD96/TACTILE, валидированное для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 25-519). Идеально подходит для исследований адгезии иммунных клеток и изучения NK/T-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Кролик против человеческого CD96/TACTILE
Примечания/Синонимы	TACTILE
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	10225
GeneID	10225
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 25-519 человеческого CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40200
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	В пакете со льдом