

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd97 Mab Для Пцф - P48960

Артикул: CM0006065



введение

Кроличья моноклональная антитело к человеческому CD97 для проточной цитометрии, реагирует с человеческим CD97. Подходит для исследований адгезии и миграции лейкоцитов. Распознает внеклеточный домен, 92 кДа, SWISS P48960.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья mAb к человеческому CD97
Примечания/Синонимы	CD97; TM7LN1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	976
ID гена	976
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-398 человеческого CD97 (NP_510966.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48960
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	С ледяным пакетом