


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd97, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P48960

Артикул: CM0005695



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому белку CD97 (ADGRE5) для применения в проточной цитометрии. Белок CD97 участвует в адгезии и миграции лейкоцитов и широко экспрессируется на гематopoэтических клетках. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD97
Примечания/синонимы	CD97; TM7LN1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	976
ID гена	976
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
База данных SWISS-Prot	P48960
Молекулярная масса белка	81 кДа/86 кДа/92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом