


Кролиčky Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd97 () Для Проточной Цитометрии - P48960

Артикул: CM0012783



введение

Высокоспецифичные кролиčky моноклональные антитела, нацеленные на человеческий CD97 (ADGRE5). Конъюгированы с для прямой иммунофлуоресценции, идеально подходят для анализа проточной цитометрии гемопоэтических клеток и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky МАб против человеческого CD97
Примечания/Псевдонимы	ADGRE5; CD97; TM7LN1; Антиген CD97
Вид	Человек
ID гена (Человек)	976
ID гена	976
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-398 человеческого CD97 (NP_510966.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48960
Молекулярный вес белка	81 кДа/86 кДа/91 кДа
Доставка	Сумка со льдом