


Rabbit Anti-Human Cd97 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P48960

Артикул: CM0011452



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD97 (ADGRE5), адгезионного GPCR лейкоцитов. Валидировано для проточной цитометрии для изучения миграции лейкоцитов, воспаления и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD97 mAb
Примечания/Псевдоним	CD97; TM7LN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	976
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-398 человеческого CD97 (NP_510966.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48960
Молекулярный вес белка	81kDa/86kDa/92kDa
Доставка	Сумка со льдом