


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd98 Для Проточной Цитометрии - P08195

Артикул: CM0010357



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD98 (SLC3A2), для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения транспорта аминокислот, сигнальных путей интегринов и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD98 мАт
Примечания/Псевдонимы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6520
ID гена	6520
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206-630 человеческого CD98 (NP_002385.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08195
Молекулярный вес белка	57кДа/61кДа/67кДа/68кДа/71кДа
Доставка	Сумка со льдом