


Кроличья Моноклональная Мышиная Антитела Против Человеческого Cd99 Для Пцф - P14209

Артикул: CM0005616



введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела против человеческого CD99 (клон MIC2/HBA71), валидированная для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD99 (P14209, 19 кДа). Подходит для исследований адгезии Т-клеток и экстравазации лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела против человеческого CD99
Примечания/Алиасы	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Вид	Человек
ID гена (человек)	4267
ID гена	4267
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 24-123 человеческого CD99 (NP_002405.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом