


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd99 Для If/Icc И Fc - P14209

Артикул: CM0010239



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD99 (MIC2) для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Валидированный инструмент для изучения адгезии Т-лимфоцитов и экстравазации лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело mAb против человеческого CD99
Примечания/Алиасы	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Вид	Человек
ID гена (человек)	4267
ID гена	4267
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 24-123 человеческого CD99 (NP_002405.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом