


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd99 Для If/Icc, Fc - P14209

Артикул: CM0004963



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD99, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). CD99 (MIC2) участвует в адгезии Т-клеток и трансмиграции лейкоцитов. Подходит для анализа образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD99 (mAb)
Примечания/Алиасы	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4267
ID гена	4267
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-123 человеческого CD99 (NP_002405.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14209
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом