

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cda Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточная) - P32320

Артикул: CM0010884



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело к человеческой цитидиндеаминазе (CDA/CDD) для внутриклеточной проточной цитометрии. Реагирует с человеческим CDA, иммуноген охватывает аминокислоты 1-146. Идеально подходит для изучения нуклеотидного метаболизма и биологии гранулоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против человеческого CDA
Примечания/Синоним	CDD
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	978
ID гена	978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческого CDA (NP_001776.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32320
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	В хладагенте