

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Cda Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P32320

Артикул: CM0004512



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CDA (CDD), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает белок массой 16 кДа, обладает перекрестной реактивностью с человеческим белком. Идеально подходит для исследований цитидиндеаминазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к человеческому CDA
Примечания/Альтернативное название	CDD
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	978
ID гена	978
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-146 человеческого CDA (NP_001776.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32320
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодный пакет