

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческой Cda Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P32320

Артикул: CM0010067



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую цитидиндезаминазу (CDA/CDD) для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано на человеческих образцах, позволяет детектировать CDA — 16 кДа цинк-зависимый фермент, высоко экспрессируемый в гранулоцитах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье анти-человеческое CDA mAb                                                                                            |
| Примечания/Альтернативное название | CDD                                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                       |
| GeneID (Человек)                   | 978                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческой CDA (NP_001776.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                       |
| Применение                         | Проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                       |
| SWISS                              | P32320                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 16 кДа                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                             |