

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cdcrl Для Протоковой Цитометрии - Q9H5V8

Артикул: CM0009209

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CDCP1 (CD318, TRASK), для проточной цитометрии. Участвуют в исследованиях клеточной адгезии, метастазирования и стволовых клеток лейкоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CDCP1 м мАт
Примечания/Псевдоним	CD318; TRASK; SIMA135
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64866
ID гена	64866
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H5V8
Молекулярный вес белка	37кДа/72кДа/92кДа
Доставка	Сумка со льдом