

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Сеасам5/Cd66Е Для Проточной Цитометрии - P06731

Артикул: CM0004601

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CEACAM5/CD66e (CEA). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Реагируют с человеческим белком. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 35-685). Идеальны для исследований рака и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CEACAM5/CD66e
Примечания/Псевдоним	CEA; CD66e
Вид	Человек
GeneID (человек)	1048
GeneID	1048
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-685 человеческого CEACAM5/CD66e (NP_004354.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06731
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом