

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Сеасам5/Cd66Е Для Проточной Цитометрии - P06731

Артикул: CM0004815



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CEACAM5/CD66e для проточной цитометрии. Распознают человеческий CEACAM5 (CEA/CD66e), клеточный поверхностный гликопротеин массой 77 кДа, онкомаркер и молекулу клеточной адгезии. Идеально подходят для исследований в онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против человеческого CEACAM5/CD66e
Примечания/Псевдоним	CEA; CD66e
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1048
GeneID	1048
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-685 человеческого CEACAM5/CD66e (NP_004354.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06731
Молекулярный вес белка	77 кДа
Доставка	В ледяном пакете