


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Сеасам6 Для Fc - P40199

Артикул: CM0009833



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CEACAM6 (CD66c) для применения в проточной цитометрии. CEACAM6 играет роль в клеточной адгезии и прогрессировании опухоли; это антитело подходит для исследований в онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CEACAM6
Примечания/Альтернативные названия	NCA; CEAL; CD66c
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4680
ID гена	4680
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-320 человеческого CEACAM6 (NP_002474.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40199
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом