


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Сеасам6 Для Проточной Цитометрии - P40199

Артикул: CM0004281



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CEACAM6 (CD66c) — 37 кДа молекулу клеточной адгезии, заякоренную через GPI, экспрессируемую в нейтрофилах и опухолевых клетках. Подходит для применения в проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CEACAM6
Примечания/Альтернативные названия	NCA; CEAL; CD66c
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	4680
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-320 человеческого CEACAM6 (NP_002474.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40199
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом