

: Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Claudin18.2 Для Fc — P56856-2

Артикул: CM0008630

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на Claudin18.2 (изоформа A2), валидированные для проточной цитометрии на образцах человека. Молекулярная масса — 27 кДа. Идеально подходят для исследований плотных контактов и барьерной функции желудка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	: кроличьи антитела против человеческого Claudin18.2, mAb
Примечания/синонимы	SFTA5; SFTPJ
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51208
Идентификатор гена	51208
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 человеческого Claudin18.2 (NP_001002026.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P56856-2
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом