

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Человеческого Claudin18.2 Для Проточной Цитометрии - P56856-2

Артикул: CM0011314

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий Claudin18.2 (P56856-2). Для проточной цитометрии. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 1-261). Реагирует с человеческим. Идеально подходят для изучения желудочного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky мАт против человеческого Claudin18.2
Примечания/Псевдоним	SFTA5; SFTPJ
Вид	Человек
GeneID (человек)	51208
GeneID	51208
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-261 человеческого Claudin18.2 (NP_001002026.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56856-2
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом