

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Clec12A/Cd371 Для Fc - Q5Qgz9

Артикул: CM0008592



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CLEC12A/CD371 (CLL-1), валидированное для проточной цитометрии. Миелоидный ингибирующий рецептор, участвующий в NETозе, воспалении и распознавании паттернов. Идеально подходит для иммунопрофилирования и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело против человеческого CLEC12A/CD371                                                                       |
| Примечания/Альтернативные названия | CLEC12A; CD371; CLL-1; CLL1; DCAL-2; MICL; C-type lectin domain family 12 member A                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                   |
| GeneID (Человек)                   | 160364                                                                                                                                    |
| GeneID                             | 160364                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65-265 человеческого CLEC12A/CD371 (NP_612210.4) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                         | FC (проточная цитометрия)                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                   |
| SWISS                              | Q5QGZ9                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 8кДа/24кДа/27кДа/30кДа/32кДа                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                         |