

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cpt1A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) - P50416

Артикул: CM0005963

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CPT1A для внутриклеточной проточной цитометрии. Детектирует 88 кДа печеночный изофермент карнитин пальмитоилтрансферазы 1A, необходимый для окисления жирных кислот и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CPT1A (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1374
ID гена	1374
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-720 человеческого CPT1A (NP_001867.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50416
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом