

Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому Cr2/Cd21, Меченная , Для Проточной Цитометрии — P20023

Артикул: CM0008208



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела к человеческому CR2/CD21, предназначенная для проточной цитометрии. Направлена на комплементарный рецептор типа 2 (SWISS P20023) — корецептор В-клеток и рецептор вируса Эпштейна-Барр. Подходит для профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнтитела к человеческому CR2/CD21
Примечания/Альтернативные названия	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1380
ID гена	1380
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-971 человеческого CD21 (NP_001868.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	110 кДа/113 кДа/118 кДа/119 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента