

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cr2/Cd21 Для Проточной Цитометрии - P20023

Артикул: CM0004967



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CR2/CD21, валидированные для анализа методом проточной цитометрии. Подходят для изучения функции корецептора В-клеток, взаимодействий с компонентом комплемента C3d и активности рецептора ВЭБ. Перекрестная реакция с человеческим.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CR2/CD21 мАт
Примечания/Псиидоним	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1380
ID гена	1380
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-971 человеческого CR2/CD21 (NP_001868.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20023
Молекулярный вес белка	113 кДа
Доставка	Сумка со льдом