

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cr2/Cd21 Для Проточной Цитометрии — P20023

Артикул: CM0011984



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CR2/CD21 — рецептор комплемента В-клеток и рецептор проникновения EBV. Валидировано для проточной цитометрии, позволяет осуществлять прямое иммунофлуоресцентное выявление клеток, экспрессирующих CD21, в исследовательских приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CR2/CD21
Примечания/синонимы	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Вид	Человек
GeneID	1380
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-971 человеческого CD21 (NP_001868.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	110 кДа/113 кДа/118 кДа/119 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом