

Кроличье Моноклональное Антитело Против Цитокератина 18 Человека Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии (Fc) — P05783

Артикул: CM0011094

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на цитокератин 18 человека (СК-18, K18). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для изучения биологии эпителиальных клеток, промежуточных филаментов и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против цитокератина 18 человека
Примечания/синонимы	K18; СК-18; CYK18
Вид	Человек
GeneID (человек)	3875
GeneID	3875
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 241-430 цитокератина 18 человека (NP_000215.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P05783
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом