


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Цитокератина 19 (Krt19) Для Проточной Цитометрии - P08727

Артикул: CM0009002



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого цитокератина 19 (KRT19), предназначенное для внутриклеточных применений проточной цитометрии. Подходит для исследований биологии эпителиальных клеток и раковых стволовых клеток. - P08727

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАб против человеческого цитокератина 19 (KRT19)
Примечания/Альтернативные названия	K19; CK19; K1CS
Вид	Человек
ID гена (человек)	3880
ID гена	3880
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 301-400 человеческого цитокератина 19 (NP_002267.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08727
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодильный пакет