


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Цитокератину 19 (Krt19) Для Проточной Цитометрии - P08727

Артикул: CM0005921



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий цитокератин 19 (KRT19). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований эпителиальной биологии, онкологии и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому цитокератину 19 (KRT19) mAb
Примечания/Альтернативные названия	K19; CK19; K1CS
Вид	Человек
GeneID	3880
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 301-400 человеческого цитокератина 19 (KRT19) (NP_002267.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутрикл.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08727
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом