


, Кроличьи Моноклональные Антитела Против Цитокератина 8 Человека Для Проточной Цитометрии — P05787

Артикул: CM0010861



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против цитокератина 8 человека (K8, CK-8), белка промежуточных филаментов кератина II типа, валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличьи моноклональные антитела против цитокератина 8 человека
Примечания/синонимы	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Вид	Человек
GeneID	3856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–483 цитокератина 8 человека (NP_002264.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P05787
Молекулярная масса белка	53 кДа/56 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент