

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Цитокератину 8 () Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P05787

Артикул: CM0010459



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому цитокератину 8, конъюгированное с красителем . Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC); нацелено на KRT8 — ключевой белок промежуточных филаментов эпителиальных клеток. Идеально подходит для исследований цитоскелета и биологии эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human Cytokeratin 8 mAb
Примечания/синонимы	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; keratin 8
Вид	Человек
GeneID (человек)	3856
GeneID	3856
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–483 человеческого цитокератина 8 (NP_002264.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P05787
Молекулярная масса белка	53 кДа/56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом