

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Цитокератина 8 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P05787

Артикул: CM0008285



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого цитокератина 8 (CK8) для внутриклеточной проточной цитометрии. Определяет человеческий KRT8, маркер простого эпителия, идеально подходит для исследований рака и эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого цитокератина 8
Примечания/Альтернативные названия	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3856
GeneID	3856
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-483 человеческого цитокератина 8 (NP_002264.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05787
Молекулярная масса белка	53 кДа/56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом