


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Dc-Signr/Cd299 Для Проточной Цитометрии — Q9H2X3

Артикул: CM0012676



введение

Флуоресцентное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий DC-SIGNR (CD299). Специфично для применений в проточной цитометрии (FC), реактивно с человеческими образцами. Используется в исследованиях прикрепления вирусов и иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого DC-SIGNR/CD299
Примечания/синонимы	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Вид	Человек
GeneID (человек)	10332
GeneID	10332
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 71-399 человеческого DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9H2X3
Молекулярная масса белка	24 кДа-45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом