


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Десмоглеина 3/Pva Для Проточной Цитометрии - P32926

Артикул: CM0010501



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого десмоглеина 3/PVA (DSG3), валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на антиген вульгарной пузырчатки с молекулярной массой 130 кДа, десмосомальный кадгерин, участвующий в клеточной адгезии. Идеально подходят для исследований кожи и слизистых оболочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий Десмоглеин 3/PVA мАт
Примечания/Псевдоним	PVA; ABOLM; CDHF6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1830
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-615 человеческого десмоглеина 3/PVA (NP_001935.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32926
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	В ледяном пакете