


## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Десмоглеина 3/Pva Для Проточной Цитометрии - P32926

Артикул: CM0004233



### введение

Высокопроизводительные кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с , против человеческого десмоглеина-3 (PVA/CDHF6). Валидированы для проточной цитометрии; идеально подходят для изучения десмосомальной адгезии, биологии кератиноцитов и вульгарной пузырчатки.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи мАт против человеческого Desmoglein 3/PVA                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | PVA; ABOLM; CDHF6                                                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                               |
| ID гена (Человек)         | 1830                                                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 1830                                                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-615 человеческого десмоглеина 3/PVA (NP_001935.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                               |
| Применение                | Проточная цитометрия                                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                                               |
| SWISS                     | P32926                                                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 108 кДа                                                                                                                                                               |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                                                      |