

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого DLL4 Для Проточной Цитометрии - Q9Nr61

Артикул: CM0005925



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого DLL4 для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека, идеально для изучения сигналинга Notch, ангиогенеза и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое DLL4 мкАт
Примечания/Альтернативные названия	AOS6; delta4; hdelta2; белок, подобный дельте 4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54567
GeneID	54567
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-524 человеческого DLL4 (NP_061947.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR61
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом