

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Dnajb1/Hsp40 Для Fc - P25685

Артикул: CM0012514



введение

Высококачественное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий DNAJB1/HSP40, подходит для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально для исследований теплового шока и шаперонной функции. Перекрестная реактивность: Человек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое DNAJB1/HSP40 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3337
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 241-340 человеческого DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25685
Молекулярная масса белка	27 кДа/38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом