

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Dnajb1/Hsp40 Для Проточной Цитометрии — P25685

Артикул: CM0005936



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DNAJB1/HSP40, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Реагирует с образцами человека, обнаруживает изоформы с молекулярной массой 27 и 38 кДа. Предназначено для научных исследований в области изучения стресс-ответа и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело anti-Human DNAJB1/HSP40 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3337
GeneID	3337
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 241-340 человеческого DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВК ФЦ (внутриклеточная проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25685
Молекулярная масса белка	27 кДа/38 кДа
Доставка	Хладоэлемент