


Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Е-Кадгерина/Cd324 Для Пцф - P12830

Артикул: CM0012553



введение

Конъюгированное с ABflo 488 кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Е-кадгерина/CD324, валидированное для проточной цитометрии (ПЦФ). Идеально подходит для изучения адгезии эпителиальных клеток и функции кадгерина-1. Перекрестная реакция с человеческим антигеном. Предполагаемая молекулярная масса 90/97 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против человеческого Е-кадгерина/CD324
Примечания/Алиасы	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Вид	Человек
GeneID (человек)	999
GeneID	999
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 155-707 человеческого Е-кадгерина/CD324 (NP_004351.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12830
Молекулярная масса белка	90 кДа/97 кДа
Доставка	Айс-пак