

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Е-Кадгерину/Cd324 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P12830

Артикул: CM0010384



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий Е-кадгерин/CD324 (SWISS: P12830). Валидировано для проточной цитометрии (FC), поддерживает исследования клеточной адгезии, эпителиально-мезенхимального перехода и опухолевой инвазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье анти-человеческое Е-кадгерин/CD324 mAb
Примечания/Альтернативные названия	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Вид	Человек
ID гена (Человек)	999
ID гена	999
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-707 человеческого Е-кадгерина/CD324 mAb (NP_004351.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12830
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом