


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Е-Кадгерина/Cd324 Для Проточной Цитометрии — P12830

Артикул: CM0009559



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Е-кадгерин/CD324, валидировано для применения в проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии эпителиальных клеток, ЭМП, инвазии рака и сортировки клеток, опосредованной кадгеринами. Реактивность: человек; молекулярная масса: ~90–97 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого Е-кадгерина/CD324
Примечания/Альтернативные названия	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Вид	Человек
ID гена	999
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 155–707 человеческого Е-кадгерина/CD324 (NP_004351.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12830
Молекулярная масса белка	90 кДа/97 кДа
Доставка	Холодильный пакет