


Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Egfr Для Fc - P00533

Артикул: CM0012217



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому EGFR, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований сигнального пути EGFR при раке, проникновении вирусов и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье античеловеческое моноклональное антитело к EGFR
Примечания/синонимы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335–525 человеческого EGFR (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44 кДа/69 кДа/77 кДа/134 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом