


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Egfr Для Fc - P00533

Артикул: CM0008412



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого EGFR, валидированное для проточной цитометрии в образцах человека. Нацелено на внеклеточный домен (аа 335-525), что позволяет проводить исследования рецепторной сигнализации и онкологические исследования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело против человеческого EGFR                                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2                                                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)                   | 1956                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок\Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                         | FC (проточная цитометрия)                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                 |
| SWISS                              | P00533                                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 44кДа/69кДа/77кДа/134кДа                                                                                                                                |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                       |