


Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Egfr Для If/Icc, Фк - P00533

Артикул: CM0010410



введение

Высококачественное флуоресцентно-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого EGFR марки . Валидировано для применения в иммунофлуоресценции и проточной цитометрии при исследованиях в области онкологии и клеточной сигнализации. Подходит для использования в качестве сырья для производства ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против человеческого EGFR
Примечания/аллиасы	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; рецептор эпидермального фактора роста
Вид	Человек
ID гена (человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 335–525 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44кДа/69кДа/77кДа/134кДа
Доставка	С ледяным пакетом