


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Egfr Для If/Icc И Fc - P00533

Артикул: CM0010157



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий EGFR, конъюгированное с . Валидировано для применений IF/ICC и FC. Быстрая доставка от CamelBio для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого EGFR (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; рецептор эпидермального фактора роста
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44кДа/69кДа/77кДа/134кДа
Доставка	В пакете со льдом